


4 - BEFORE PATIENT LEAVE OP. ROOM sala operatoria




Coagulazione
errata

Malfunzionamento
pulsiossimetro

Animazione operazione in corso



Animazione operazione in corso: gli attori
si affaccendano sul paziente. Vengono visualizzati
possibili problemi sorti durante la procedura



4 - BEFORE PATIENT LEAVE OP. ROOM sala operatoria




Il sistema invita l'infermiera a dare conferma della procedura eseguita.
Compare in basso a destra l'avatar dell'infermiera ed un indicatore visuale per segnalare che il sistema è pronto a ricevere un input vocale.

Anestesista



Chirurgo



Infermiera




Conferma
nome procedura



Infermiera





4 - BEFORE PATIENT LEAVE OP. ROOM sala operatoria




L'infermiera ha pronunciato il nome della procedura eseguita, nel caso in cui il nome corrisponda il sistema dà un feedback visivo tramite label di colore verde.

Anestesista



Chirurgo




Infermiera



Laparoscopia

Conferma
nome procedura





4 - BEFORE PATIENT LEAVE OP. ROOM sala operatoria



Il sistema invita l'infermiera a fare il check sul numero di garze e ferri. Compare in basso a destra l'avatar dell'infermiera che deve indicare il contenitore per le garze ed il piano con i ferri. Gli oggetti, quando indicati, mostrano una aurea verde e possono essere selezionati via "manata".

Anestesista



Chirurgo




Infermiera



Check garze /
ferri

infermiera





4 - BEFORE PATIENT LEAVE OP. ROOM sala operatoria



Il sistema invita l'infermiera a fare il check su campione con targhetta se previsto dal tipo di intervento.
Compare in basso a destra l'avatar dell'infermiera che deve indicare il campione e selezionarlo con "manata".
Il campione, quando indicato, si gira per mostrare la targhetta.

Anestesista



Chirurgo




Infermiera



Check campione /
targhetta

infermiera





4 - BEFORE PATIENT LEAVES O.R. sala operatoria



Il sistema invita l'infermiera a elencare i problemi riscontrati durante l'intervento


Compare in basso a destra l'avatar dell'infermiera ed un indicatore visuale per segnalare che il sistema è pronto a ricevere un input vocale.

La camera mostra il punto di vista dell'infermiera. L'infermiera, se non ricorda i possibili rischi, può visualizzare il paziente con un gesto della mano (swipe)

Anestesista



Chirurgo




Infermiera



Problemi riscontrati (0 / 3)



Infermiera



4 - BEFORE PATIENT LEAVES O.R. sala operatoria




L'infermiera ha pronunciato i problemi riscontrati, nel caso in cui il problema corrisponda il sistema dà un feedback visiva tramite label di colore verde.

L'infermiera ripete questa operazione per ogni possibile problema

Anestesista



Chirurgo





Infermiera



problema 1

Problemi riscontrati (1 / 3)






4 - BEFORE PATIENT LEAVES O.R. sala operatoria




Il sistema invita il chirurgo a elencare i problemi riscontrati durante l'intervento

Compare in basso a destra l'avatar del chirurgo ed un indicatore visuale per segnalare che il sistema è pronto a ricevere un input vocale.

La camera mostra il punto di vista del chirurgo. Il chirurgo, se non ricorda i possibili rischi, può visualizzare il paziente con un gesto della mano (swipe)





4 - BEFORE PATIENT LEAVES O.R. sala operatoria



Il chirurgo ha pronunciato i problemi riscontrati, nel caso in cui il problema corrisponda il sistema dà un feedback visiva tramite label di colore verde.

Il chirurgo ripete questa operazione per ogni possibile problema

Anestesista


Chirurgo

Infermiera

problema chirurgico

Problemi riscontrati (1 / 1)





4 - BEFORE PATIENT LEAVES O.R. sala operatoria



Il sistema invita l'anestesista a elencare i problemi riscontrati durante l'intervento

Compare in basso a destra l'avatar dell'anestesista ed un indicatore visuale per segnalare che il sistema è pronto a ricevere un input vocale.

La camera mostra il punto di vista dell'anestesista. Il anestesista, se non ricorda i possibili rischi, può visualizzare il paziente con un gesto della mano (swipe)

Anestesista



Chirurgo




Infermiera



Problemi riscontrati (0 / 2)

Anestesista





4 - BEFORE PATIENT LEAVES O.R. sala operatoria




L'anestesista ha pronunciato i problemi riscontrati, nel caso in cui il problema corrisponda il sistema dà un feedback visiva tramite label di colore verde.

L'anestesista ripete questa operazione per ogni possibile problema

Anestesista



Chirurgo






Infermiera



problema anestesia

Problemi riscontrati (1 / 3)






4 - BEFORE SKIN INCISION sala operatoria



Il sistema invita il chirurgo a elencare le cure da somministrare. Compare in basso a destra l'avatar del chirurgo ed un indicatore visuale per segnalare che il sistema è pronto a ricevere un input vocale.

La camera mostra il punto di vista del chirurgo. Il chirurgo, se non ricorda le cure, può visualizzare la scheda paziente con un gesto della mano (swipe).



4 - BEFORE SKIN INCISION sala operatoria



Il chirurgo ha pronunciato le cure da seguire, nel caso in cui il nome corrisponda il sistema dà un feedback visiva tramite label di colore verde.

Il chirurgo ripete questa operazione per ogni possibile cura

Anestesista

Chirurgo


Infermiera



Nome farmaco

Cure da seguire





4 - BEFORE SKIN INCISION sala operatoria




Il sistema invita l'anestesista a elencare le cure da somministrare. Compare in basso a destra l'avatar dell'anestesista ed un indicatore visuale per segnalare che il sistema è pronto a ricevere un input vocale.

La camera mostra il punto di vista dell'anestesista. L'anestesista, se non ricorda le cure, può visualizzare la scheda paziente con un gesto della mano (swipe).

Anestesista



Chirurgo




Infermiera



Cure da seguire

Anestesista





4 - BEFORE SKIN INCISION sala operatoria




L'anestesista ha pronunciato le cure da seguire, nel caso in cui il nome corrisponda il sistema dà un feedback visiva tramite label di colore verde.

L'anestesista ripete questa operazione per ogni possibile cura

Anestesista



Chirurgo



Infermiera



Nome farmaco

Cure da seguire





Report check-list

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FIRMA INFERMIERA _____

FIRMA CHIRURGO _____

FIRMA ANESTESISTA _____

Anestesista



Chirurgo



Infermiera



Firma checklist

Infermiera



4 - BEFORE SKIN INCISION sala operatoria



Il sistema presenta il report della checklist compilata in tutte le sue parti in base alle azioni compiute.

Il sistema invita l'infermiera a confermare la checklist.

L'utente attivo deve allungare la mano ("manata") per confermare. Alla manata la macchina dà feedback (compare firma)



Report check-list

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FIRMA INFERMIERA

Anna Verdi

FIRMA CHIRURGO

FIRMA ANESTESISTA

Anestesista



Chirurgo



Infermiera



Firma checklist

Chirurgo



4 - BEFORE SKIN INCISION sala operatoria



Il sistema presenta il report della checklist compilata in tutte le sue parti in base alle azioni compiute.

Il sistema invita il chirurgo a confermare la checklist.

L'utente attivo deve allungare la mano ("manata") per confermare. Alla manata la macchina dà feedback (compare firma)



Report check-list

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FIRMA INFERMIERA

Anna Verdi

FIRMA CHIRURGO

Carlo Neri

FIRMA ANESTESISTA

4 - BEFORE SKIN INCISION sala operatoria



Il sistema presenta il report della checklist compilata in tutte le sue parti in base alle azioni compiute.

Il sistema invita l'anestesista a confermare la checklist.

L'utente attivo deve allungare la mano ("manata") per confermare. Alla manata la macchina dà feedback (compare firma)

Anestesista



Chirurgo



Infermiera



Firma checklist

Anestesista





Report check-list

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FIRMA INFERMIERA

Anna Verdi

FIRMA CHIRURGO

Carlo Neri

FIRMA ANESTESISTA

Luigi Ferrari

4 - BEFORE SKIN INCISION sala operatoria



La check list completata

Anestesista



Chirurgo



Infermiera



Procedura completata

Firma checklist

